



地方独立行政法人

市立東大阪医療センター

頭のかたち外来のご案内



近年、「赤ちゃんの頭の形が気になるが、どこに相談すればよいかわからない」という保護者の声が増えております。

こうした状況を受け、当院では頭蓋変形へのトータルケアを目指して、「ヘルメット治療」を開始しました。

当院では、客観的評価と科学的根拠に基づくケア・治療提案を通じ、保護者の皆様が安心してご相談いただける体制を整えております。

地域の医療機関として、各医療機関と連携しながら、ご家族の不安に寄り添い、赤ちゃんの健やかな成長を支えてまいります。


赤ちゃんの頭の形に関するご相談がございましたら、ぜひ当院の形成外科をご紹介しますと幸いです。

ヘルメット治療とは

ヘルメット治療とは、生後間もない赤ちゃんの頭のかたちの変形に対して、ヘルメットを装着することで頭の形状を改善させる治療法です。

治療方法は、頭の平らな部分にヘルメットで空間を作り、赤ちゃん自らの頭蓋成長を原動力として、丸みを帯びよう成長を促します。

ヘルメットは、一人ひとりの頭の形状に合わせてオーダーメイドで設計されており、1日23時間、2～6ヶ月前後にわたって装着をおこないます。



ベビーバンド 7 つの特徴

ベビーバンドは赤ちゃんのご家族が負担なく治療が受けられるように設計・開発された日本製の頭蓋形状矯正ヘルメットです。高度なテクノロジーを用いて、人間工学の観点からより効率よく確に治療が可能なヘルメットを開発しました。



2. 完全オーダーメイド

3Dプリンタなどの、高度なテクノロジーを用いながら、経験に基づく繊細なデータづくりで治療に適したヘルメットを提供しています。



4. 通気性に優れた構造

頭のかたちに応じてシェル、クッション全体に小さな通気孔を配置。クッションの一部には吸水・速乾性の高い素材を採用し、日本の高い湿度にも対応できる通気性を確保しました。



6. 13種類以上のデザイン

ヘルメットは、好きなデザインをお選びいただけます。デザインは随時追加予定です。



1. 短期間治療を可能に

ベビーバンドのヘルメットは、はじめから赤ちゃんの頭それぞれの完成形のかたちをめざして作られます。そのため、最小限の調整で治療がおこなえる設計になっています。



3. 丸洗いできて清潔

ベビーバンドは、ヘルメットシェルとクッションを簡単に取り外せて、それぞれ水・中性洗剤で丸洗いすることが可能です。



5. アプリで治療を可視化

ヘルメット治療の記録・管理ができ、治療経過を可視化できるアプリ。医師とデータを共有しながら、安心して治療を進めることができます。



7. 導入医療機関 業界トップクラス

ベビーバンドの治療が可能な医療機関は、日々増え続けています。赤ちゃんのご家族の住まいの近くで受けられるヘルメット治療をめざしています。

販売名：ベビーバンド3 一般的名称：頭蓋形状矯正ヘルメット 医療機器承認番号：30500BZX00071000

治療の流れ

ヘルメット治療開始後は、定期的な医師の経過観察のもと、専用アプリを用いて継続的にサポートします。



病院名 地方独立行政法人
市立東大阪医療センター
形成外科

住所： 〒578 - 8588
東大阪市西岩田三丁目4番5号